

Stretcher für Augenoperationen



Mehr Abstand am Kopfende für hervorragenden Zugang des Operateurs

Ideal für Eingriffe von oben oder von der Schläfenregion ausgehend

Positionssteuerungen lassen sich im Kopfteil verstauen und gestatten ein vollständiges Abklappen

Optionales konturiertes oder flaches Kopfteil sorgt für bequeme Abstützung des Patienten während des Eingriffs

Maximaler chirurgischer Zugang

Der Stretcher für Augenoperationen von Stryker bietet den größten Abstand am Kopfende unter allen einschlägigen Produkten. Der Operateur erhält dadurch ausreichend Spielraum bei der Durchführung hochpräziser Augenoperationen. Die fest arretierbare Arbeitsfläche und das mobile Design erhöhen gemeinsam die Sicherheit des Patienten und die chirurgische Effizienz.




Zweifach abklappbares Kopfteil mit größerem Abstand zur Maximierung des chirurgischen Zugangs.



Flexibler Schlauch dient zur Luftzufuhr und als Halterung für das Abdecktuch.


Optionen für die Akzentfarbe



Blau Hellblau Grau Violett Rot Gelb

Stretcher für Augenoperationen

stryker[®]



Zweifach abklappbares
Kopfteil mit größerem Abstand

Standardfunktionen

- Matratze mit erhöhtem Komfort, 8 cm
- Omni Surface-Rollen mit Radkappen, 20 cm
- Rückenlehne mit zwei Pneumatikzylindern
- Zweifache Hydraulik am Fahrgestell
- Hydrauliksteuerungen auf zwei Seiten
- Herunterklappbare Seitengitter
- Vier Halterungen für Infusionsständer
- Zentral verriegelndes Bremssystem an vier Laufrollen mit Aktivatoren an beiden Enden
- Trendelenburg-Bedienung über Fußpedal
- Integriertes Staufach mit Sauerstoffflaschenhalterung
- Lenkung mit hochklappbarem fünftem Rad
- Gummistoßdämpfer
- Feststehende Liegefläche am Fußende
- Einzelpedal zur Absenkung
- Zweifach abklappbares Kopfteil mit größerem Abstand

Technische Daten

• Modellnummer	1089	
• Gesamtlänge	90"	(229 cm)
• Gesamtbreite (Seitengitter hochgeklappt)	31,5"	(80 cm)
• Gewichtskapazität	500 lbs	(228 kg)
• Höhenbereich (bis Oberseite der Liegefläche)		
Hoch	36"	(91 cm)
Niedrig	23,25"	(59 cm)
• Positionierung der Liegefläche		
Rückenlehne	0° - 90°	
Fußteilverstellung	0° - 30°	
Trend./Anti-Trend.	±18°	
• Kopfteil		
Höhenverstellung	±4,5"	(11 cm)
Kopfteilneigung	±45°	
• Patientenoberfläche	26" x 87"	(66 x 221 cm)
• Seitengitter	13" x 55"	(33 x 140 cm)
• Laufrollendurchmesser	8"	(20 cm)

Stryker behält sich das Recht vor, technische Daten ohne Vorankündigung zu ändern.

Optionale Funktionen

- Ultrakomfort-Matratze, 10 cm
- Präop-/Postop-Schulterpolstereinheit (nur Kurbelgriff zum Verstellen der Rückenlehne)
- Luftzufuhrsystem/Halterung für Abdecktuch
- Kurbelgriff für Rückenstützenverstellung
- Kurbelgriff für Fußteilverstellung
- Defibrillatortablett/Fußteilverlängerung
- Temporale oder hochgestellte Handgelenkauflage
- Hydraulische Steuerungen an drei Seiten
- Fußstütze/Dokumentenhalterung
- Brems- und Lenkpedale an drei Seiten
- Integrierte Patiententransferhilfe/Armstützen
- Fixierungsgurte
- Servier-/Instrumententablett
- Seitengitterpolster
- Zubehörschiene
- Seitengitter auf drei Positionen verstellbar
- Aufrechte Sauerstoffflaschenhalterung
- Halterung für Sauerstoffflasche
- Halterung für Servier-/Instrumententablett
- Kopfpolster—Ultrakomfort
 - 8 cm flach
 - 8 cm konkav
- Infusionsstativ
 - Permanent zusammenklappbar auf zwei oder drei Stufen am Fußende
 - Abnehmbar

Dieses Dokument richtet sich ausschließlich an medizinisches Fachpersonal.

Ein Chirurg muss sich bei der Entscheidung hinsichtlich der Verwendung eines bestimmten Produktes bei der Behandlung eines Patienten stets nach seinem eigenen fachlichen und klinischen Urteilsvermögen richten. Stryker erteilt keine medizinischen Ratschläge und empfiehlt Chirurgen, sich vor der Verwendung eines bestimmten Produktes bei einer Operation in dessen Anwendung schulen zu lassen.

Die hierin enthaltenen Informationen sollen die Bandbreite des Produktangebotes von Stryker aufzeigen. Ein Chirurg muss vor der Anwendung eines Produktes von Stryker stets die Packungsbeilage, das Produktetikett und/oder die Bedienungsanweisung lesen.

Produkte werden möglicherweise nicht überall in Verkehr gebracht, weil die Produktverfügbarkeit den Aufsichtsbehörden und/oder medizinischen Praxis in den jeweiligen Märkten unterliegt. Bitte wenden Sie sich an den für Sie zuständigen Vertreter von Stryker, wenn Sie Fragen zur Verfügbarkeit von Stryker-Produkten in Ihrer Region haben.

Die Stryker Corporation bzw. ihre Geschäftsbereiche oder andere Unternehmenseinheiten sind Eigentümer, Nutzer oder Antragsteller folgender Marken oder Servicemarken: **Omni Surface, Stryker**. Alle anderen Marken sind Marken ihrer jeweiligen Eigentümer bzw. Inhaber.

Die oben genannten Produkte besitzen die CE-Kennzeichnung in Übereinstimmung mit der Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte.



Stryker GmbH & Co. KG
Dr.-Homer-Stryker-Platz 1
47228 Duisburg
t: +49 2065 837-0
f: +49 2065 837-837
www.stryker.de

Stryker GmbH
Euro Plaza, Gebäude G
Am Euro Platz 2
1120 Wien
t: +43 1 813 2000
f: +43 1 813 1616
www.stryker.at



Literaturnummer: MTX6301262005DE Rev. E
MTX6707/GS 06/10

Copyright © 2010 Stryker

Stryker Osteonics SA
Dr. Homer Stryker Strasse 1
2545 Selzach
t: +41 32 641 6-950
f: +41 32 641 6-955
www.stryker.ch