



Rega-Transportwagen zur Aufnahme von Patiententragen



Hess Medizintechnik AG

Grabenstrasse 14

Industrie West

CH-8865 Bilten

Telefon +41 (0)55 619 20 80

info@hess-med.ch

www.hess-med.ch



Rega-Transportwagen zur Aufnahme von Patiententragen

3 «HESS plus»
3 Jahre Garantie


CE CE-Konform

Service



Entwickelt in Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Rettungsflugwacht Rega

«Der Rega-Transportwagen von HESS ermöglicht
uns einen sicheren und schnellen Transfer von Patienten
vom Helikopterlandeplatz zur Aufnahmestelle des Zielspitals.»
Markus Reichenbach – Ressortleiter Helikopter Verfahren HCM Standards



H12-400 HESS Rega Transportwagen

- Für den Patiententransfer zwischen Landeplatz und Spital
- Für den Transport von Inkubatoren zwischen Landeplatz und Spital
- Adaptierbar an Patiententragen diverser Helikopterrettungsorganisationen
- Aufnahmeplatte aus HPL, Höhe 840 mm
- Integrierte Schiebegriffe, fuss- und kopfseitig, sowie seitlich
- Variable Arretierung zur Fixierung unterschiedlicher Tragetypen
- Beidseitige Geräteschienen 25 × 10 mm, Länge: 600 mm
- Grosser Utensilienkorb unterhalb der Liegefläche
- 4 Doppellenkrollen Ø 150 mm
- Bremssystem mit Zentral-Total-Blockierung und Richtungsfeststellung
- 2250 × 665 × 840 mm (L × B × H)
- Sichere Arbeitslast 220 kg

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.
HESS Rega Transportwagen	H12-400

Bei einer Bestellung bis 31.7.2017 erhalten Sie von der Rega Fr.1000.–
Finanzierungsbeitrag in Form eines HESS-Rabattes.