

# Therapie- und Behandlungsliegen von HESS – eine gute Wahl.



 Hergestellt in der Schweiz.

  
Medizintechnik AG

*Für Spital, Therapie und Pflege*

# EasyLine – unsere klassische Untersuchungsliege

## In Bewegung bleiben

Als Physiotherapeut oder Arzt haben Sie in der heutigen Zeit eine wichtige Aufgabe zu erfüllen. Neben Ihrer fachlichen Kompetenz und Erfahrung sind geeignete technische Arbeitsinstrumente notwendig, welche die immer vielseitigeren Behandlungsmethoden erfordern. Dazu gehört eine Behandlungs- oder Therapieliege, die optimales Handling bietet und ein ergonomisches und bequemes Arbeiten ermöglicht. Und – sie muss individuell auf Ihre Bedürfnisse angepasst werden können, damit sich auch Ihr Patient gut aufgehoben fühlt. Eine optisch ansprechende Liege unterstützt zudem eine angenehme und freundliche Atmosphäre.




### Basisausstattung

- stufenlos hoch- und tiefstellbares Kopfteil (mit Gasdruckfeder)
- Liegefläche 205 x 65 cm
- Gestell pulverbeschichtet (RAL 9016 verkehrsweiss)
- Polsterkern 4 cm latexfreie Schaumstoff-Füllung
- Polsterbezug Kunstleder Stamskin Top
- max. Tragkraft 150 kg bei gleichmässig verteilter Last

### EasyLine – 2-teilige Liegefläche



- feststehend




Artikel	Art.-Nr.
EasyLine Höhe 65 cm	H04-120.065
EasyLine Höhe 70 cm	H04-120.070
EasyLine Höhe 75 cm	H04-120.075

### EasyLine ZTB – 2-teilige Liegefläche



- Zentral-Total-Blockierung (ZTB)
- Einzel-Lenkrollen Ø 80 mm, mit Gummibelag, Fadenschutz



Artikel	Art.-Nr.
EasyLine ZTB Höhe 65 cm	H04-121.065
EasyLine ZTB Höhe 70 cm	H04-121.070
EasyLine ZTB Höhe 75 cm	H04-121.075


### Polsterfarben HESS-Standard



### EasyLine – Zubehör



Artikel Art.-Nr.  
**Papierrollenhalterung H06-501**



Artikel Art.-Nr.  
**Armtisch gepolstert mit Kugelgelenk H06-510**



Artikel Art.-Nr.  
**Kardio-Ausschnitt H06-508**



Artikel Art.-Nr.  
**Kardio-Einlage H06-509**



Artikel Art.-Nr.  
**Seitengitter pulverbeschichtet H06-528**



Artikel Art.-Nr.  
**ergonomischer Gesichtsausschnitt H06-500**



Artikel Art.-Nr.  
**Seitenschienen für Zubehör, 30 x 10 mm flach, verchromt H06-506**



Artikel Art.-Nr.  
**Liegeteil stufenlos hochstellbar H04-415**

Artikel	Art.-Nr.
Liegeflächenbreite 70 cm	H06-521
Liegeflächenbreite 75 cm	H06-522
Liegeflächenbreite 80 cm	H06-526
Garantieverlängerung 1 Jahr	H06-9020
Polsterdicke 5 cm	H06-523
Polster extra weich (Memoryschaum)	H06-535
Polsterfarbe abweichend vom HESS-Standard	H06-524
Polster schwarz, elektrisch leitend	H06-524
Gestell verchromt	H04-CHROM
Gestell in RAL-Farbe nach Wunsch	H04-FARBE

# MultiPro – Behandlungsliegen für gehobene Ansprüche

## Keine Kompromisse

Mit der MultiPro-Produktlinie haben wir für jeden Einsatz die richtige Lösung. Alle Modelle verfügen über eine umfangreiche Basisausführung.

Und damit Sie Ihre MultiPro-Liege individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ausstatten können, bieten wir Ihnen verschiedene Optionen an. So haben Sie ein optimales Arbeitsinstrument, ohne Kompromisse eingehen zu müssen.

MultiPro-Liegen erfüllen alle sicherheitstechnischen Anforderungen gemäss der Medizinprodukte-Verordnung (MepV). Da wir mit unseren Liegen und den Richtlinien bestens vertraut sind, bieten wir Ihnen im Servicepaket auch die periodisch fälligen, sicherheitstechnischen Kontrollen (STK) an.


### Basisausstattung

- zentral blockierbar – mit leichtgängigem Fusspedal
- Doppel-Lenkrollen Ø 75 mm, mit Gummibelag, Fadenschutz
- Liegefläche 205 x 65 cm
- Gestell pulverbeschichtet (RAL 9016 verkehrsweiss)
- Polsterkern 4 cm latexfreie Schaumstoff-Füllung
- Polsterbezug Kunstleder Stamskin Top
- max. Tragkraft 150 kg bei gleichmässig verteilter Last

### MultiPro 2 – 2-teilige Liegefläche



- stufenlose elektrische Höhenverstellung von 46 – 101 cm mit rundumlaufendem Fussbügel
- stufenlos hoch- und tiefstellbares Kopfteil (Gasdruckfeder)




Artikel	Art.-Nr.
<b>MultiPro 2</b>	<b>H06-100</b>
<b>MultiPro 2 eco</b>	<b>H06-101</b>
<b>MultiPro 2 pump</b>	<b>H06-102</b>
<b>MultiPro 2 akku</b>	<b>H06-103</b>

Zubehör siehe Seite 10

### MultiPro 2 PRIMO AT – 2-teilige Liegefläche



- stufenlose elektrische Höhenverstellung von 56 – 97 cm mit rundumlaufendem Fussbügel
- stufenlos hochstellbares Kopfteil (Gasdruckfeder)
- Trendelenburg-/Antitrendelenburg-Lagerung (mit Folientastatur)




Artikel	Art.-Nr.
<b>MultiPro 2 PRIMO AT</b>	<b>H06-200</b>
<b>MultiPro 2 PRIMO AT eco</b>	<b>H06-201</b>

Zubehör siehe Seite 10

### MultiPro 3 – 3-teilige Liegefläche



- stufenlose elektrische Höhenverstellung von 46 – 101 cm mit rundumlaufendem Fussbügel
- stufenlos hoch- und tiefstellbares Kopfteil (Gasdruckfeder)
- stufenlos hochstellbares Liegeteil mit Knieknick (Gasdruckfeder)
- Trendelenburg-Lagerung



Artikel	Art.-Nr.
<b>MultiPro 3</b>	<b>H06-110</b>
<b>MultiPro 3 eco</b>	<b>H06-111</b>
<b>MultiPro 3 pump</b>	<b>H06-112</b>
<b>MultiPro 3 akku</b>	<b>H06-113</b>

Zubehör siehe Seite 10

**MultiPro**  
rundumlaufender Fussbügel



**MultiPro eco**  
Fusschalter



**MultiPro eco**  
Fusschalter für Primo-Modelle



**MultiPro pump**  
Hydraulikpumpe



**MultiPro akku**  
Batteriebetrieb



neu



# MultiPro – vielseitige und schöne Therapieliegen

## Topqualität made in Switzerland

Unsere Therapie- und Behandlungsliegen sind sicher, zuverlässig, stabil und langlebig. Der geräuscharme, kräftige und sehr schnelle Antrieb sorgt für ein angenehmes und wirtschaftliches Arbeiten. Alle Einstellmöglichkeiten der verstellbaren Polsterteile sind gasdruckfederunterstützt und von beiden Seiten bedienbar. Absolute Stabilität in jeder Position garantiert die innovative Scherenkonstruktion. Dies ermöglicht Ihnen exakte Manipulationen – und Sicherheit für Ihre Patienten.

Alle Komponenten – wo immer möglich – werden in der Schweiz hergestellt und sind qualitativ absolut hochwertig. Deshalb bietet HESS für die gesamte Liegen-Palette eine Garantie von 2 Jahren auf Motor und Konstruktion.



absenkbare, drehbare Armauflagen

### Basisausstattung

- stufenlos hoch- und tiefstellbares Kopfteil (mit Gasdruckfeder)
- separat stufenlos hoch- und tiefstellbares Gesichtsteil (mit Gasdruckfeder)
- ergonomischer Gesichtsausschnitt
- stufenlos absenkbare und nach innen drehbare Armauflagen
- zentral blockierbar (mit leichtgängigem Fusspedal)
- Doppel-Lenkrollen Ø 75 mm, mit Gummibelag, Fadenschutz
- Liegefläche 205 x 65 cm
- Gestell pulverbeschichtet (RAL 9016 verkehrsweiss)
- Polsterkern 4 cm latexfreie Schaumstoff-Füllung
- Polsterbezug Kunstleder Stamskin Top
- max. Tragkraft 150 kg bei gleichmässig verteilter Last



**MultiPro**  
rundumlaufender Fussbügel



**MultiPro eco**  
Fussschalter



**MultiPro eco**  
Fussschalter für Primo-Modelle



**MultiPro pump**  
Hydraulikpumpe




**MultiPro akku**  
Batteriebetrieb

### MultiPro 5 – 5-teilige Liegefläche



- stufenlose elektrische Höhenverstellung von 46 – 101 cm mit rundumlaufendem Fussbügel




Artikel	Art.-Nr.
<b>MultiPro 5</b>	<b>H06-120</b>
<b>MultiPro 5 eco</b>	<b>H06-121</b>
<b>MultiPro 5 pump</b>	<b>H06-122</b>
<b>MultiPro 5 akku</b>	<b>H06-123</b>

Zubehör siehe Seite 10

### MultiPro 5 PRIMO AT – 5-teilige Liegefläche



- stufenlose elektrische Höhenverstellung von 56 – 97 cm (rundumlaufender Fussbügel)
- Trendelenburg-/Antitrendelenburg-Lagerung (mit Folientastatur)




Artikel	Art.-Nr.
<b>MultiPro 5 PRIMO AT</b>	<b>H06-220</b>
<b>MultiPro 5 PRIMO AT eco</b>	<b>H06-221</b>

Zubehör siehe Seite 10

### MultiPro 6 – 6-teilige Liegefläche



- stufenlose elektrische Höhenverstellung von 46 – 101 cm mit rundumlaufendem Fussbügel
- stufenlos hochstellbares Liegeteil mit Knieknick (mit Gasdruckfeder)
- Trendelenburg-Lagerung



Artikel	Art.-Nr.
<b>MultiPro 6</b>	<b>H06-130</b>
<b>MultiPro 6 eco</b>	<b>H06-131</b>
<b>MultiPro 6 pump</b>	<b>H06-132</b>
<b>MultiPro 6 akku</b>	<b>H06-133</b>

Zubehör siehe Seite 10

# MultiPro – durch dachte Details für eine optimale Funktionalität




## Basisausstattung

- stufenlose elektrische Höhenverstellung von 46 – 101 cm mit rundumlaufendem Fussbügel
- stufenlos hoch- und tiefstellbares Kopfteil (mit Gasdruckfeder)
- separat stufenlos hoch- und tiefstellbares Gesichtsteil (mit Gasdruckfeder)
- ergonomischer Gesichtsausschnitt
- stufenlos absenkbar und nach innen drehbare Armauflagen
- zentral blockierbar (leichtgängiges Fusspedal)
- Doppel-Lenkrollen Ø 75 mm, mit Gummibelag, Fadenschutz
- Liegefläche 205 x 65 cm
- Gestell pulverbeschichtet (RAL 9016 verkehrsweiss)
- Polsterkern 4 cm latexfreie Schaumstoff-Füllung
- Polsterbezug Kunstleder Stamskin Top
- max. Tragkraft 150 kg bei gleichmässig verteilter Last

## MultiPro Optimal – 6-teilige Liegefläche



- stufenlos hochstellbares Liegeteil mit Knieknick (mit Gasdruckfeder)
- Trendelenburg-Lagerung
- 3 Fixationsrollen-Befestigungen
- 1 Fixationsrolle
- 1 Fixationsrollen-Halterung
- Seitenschiene für Gurtsysteme, pulverbeschichtet, rund, Ø 20 mm



Artikel	Art.-Nr.
<b>MultiPro Optimal</b>	<b>H06-140</b>
<b>MultiPro Optimal eco</b>	<b>H06-141</b>
<b>MultiPro Optimal pump</b>	<b>H06-142</b>
<b>MultiPro Optimal akku</b>	<b>H06-143</b>

Zubehör siehe Seite 10




## Basisausstattung

- stufenlose elektrische Höhenverstellung von 46 – 101 cm mit rundumlaufendem Fussbügel
- stufenlos hoch- und tiefstellbares Kopfteil (mit Gasdruckfeder)
- zentral blockierbar (leichtgängiges Fusspedal)
- Doppel-Lenkrollen Ø 75 mm, mit Gummibelag, Fadenschutz
- Liegefläche 190 x 62 cm
- Gestell pulverbeschichtet (RAL 9016 verkehrsweiss)
- Polsterkern 3 cm latexfreie Schaumstoff-Füllung
- Polsterbezug Kunstleder Stamskin Top
- max. Tragkraft 150 kg bei gleichmässig verteilter Last

## MultiPro Manu – 4-teilige Liegefläche



- stufenlos hochstellbares Brustteil (mit Gasdruckfeder)
- horizontal fixiertes Zwischenteil für Kyphosierung
- langer Gesichtsschlitz



Artikel	Art.-Nr.
<b>MultiPro Manu</b>	<b>H06-160</b>
<b>MultiPro Manu eco</b>	<b>H06-161</b>
<b>MultiPro Manu pump</b>	<b>H06-162</b>
<b>MultiPro Manu akku</b>	<b>H06-163</b>
























Zubehör siehe Seite 10

## Polsterfarben HESS-Standard


Farbabweichungen möglich



## MultiPro – Zubehör

 Artikel Art.-Nr. <b>Papierrollenhalterung</b> <b>H06-501</b>	 Artikel Art.-Nr. <b>Kardio-Ausschnitt</b> <b>H06-508</b>	 Artikel Art.-Nr. <b>Kardio-Einlage</b> <b>H06-509</b>	 Artikel Art.-Nr. <b>Seitengitter pulverbeschichtet</b> <b>H06-528</b>	 Artikel Art.-Nr. <b>Seitengitter seitlich absenkbar</b> <b>H06-544</b>																								
 Artikel Art.-Nr. <b>Armstisch gepolstert mit Kugelgelenk</b> <b>H06-510</b>	 Artikel Art.-Nr. <b>Seitenschiene für Gurtsysteme, pulverbeschichtet, rund, Ø 20 mm</b> <b>H06-507</b>	 Artikel Art.-Nr. <b>Seitenschiene für Zubehör, 30 x 10 mm flach, verchromt</b> <b>H06-506</b>	 Artikel Art.-Nr. <b>ergonomischer Gesichtsausschnitt</b> <b>H06-500</b>	 Artikel Art.-Nr. <b>Liegeteil stufenlos hochstellbar</b> <b>H06-503</b>																								
 Artikel Art.-Nr. <b>motorische Kyphosierung (nur für MultiPro Manu)</b> <b>H06-519.001</b>	 Artikel Art.-Nr. <b>Halbrolle Ø 18 cm, 50 cm lang mit Fixierband</b> <b>H06-551</b> <b>ohne Fixierband</b> <b>H06-553</b>	 Artikel Art.-Nr. <b>Knierolle Ø 18 cm, 50 cm lang</b> <b>H06-550</b>	 Artikel Art.-Nr. <b>Kindersicherung zu MultiPro und MultiPro eco</b> <b>H06-533</b> <b>zu MultiPro pump</b> <b>H06-534</b>	 Artikel Art.-Nr. <b>Sperrbox</b> <b>H06-518</b>																								
 Artikel Art.-Nr. <b>Schutzmatte (für Schuhe) 81 x 45 cm</b> <b>H06-529</b>	 Artikel Art.-Nr. <b>zusätzlicher Potenzialausgleich</b> <b>H06-552</b>	 Artikel Art.-Nr. <b>Netzfreeschaltung</b> <b>H06-512</b>	 Artikel Art.-Nr. <b>Batteriemodule zu MultiPro akku</b> <b>H06-541</b>	 Artikel Art.-Nr. <b>Wandladegerät zu MultiPro akku</b> <b>H06-542</b>																								
 Artikel Art.-Nr. <b>Stoffbezüge für Therapie- und Behandlungsliegen, weicher Frottiertoff, 100% Baumwolle</b> weiss <b>H06-540.01</b> elfenbein <b>H06-540.02</b> mint <b>H06-540.03</b> stahlblau <b>H06-540.04</b>	 Artikel Art.-Nr. <b>Papierrollen Karton à 6 Rollen</b> <b>H06-532</b>	 Artikel Art.-Nr. <b>Reinigungsmittel Ferrari-Clean für Kunstleder, 500 ml</b> <b>H06-990</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Artikel</th> <th>Art.-Nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Liegeflächenbreite 70 cm</b></td> <td><b>H06-521</b></td> </tr> <tr> <td><b>Liegeflächenbreite 75 cm</b></td> <td><b>H06-522</b></td> </tr> <tr> <td><b>Liegeflächenbreite 80 cm</b></td> <td><b>H06-526</b></td> </tr> <tr> <td><b>Schwerlastmotor für Patienten bis 200 kg</b></td> <td><b>H06-536</b></td> </tr> <tr> <td><b>Kopfteil motorisch</b></td> <td><b>H06-519</b></td> </tr> <tr> <td><b>Polsterdicke 5 cm</b></td> <td><b>H06-523</b></td> </tr> <tr> <td><b>Polster extra weich (Memoryschaum)</b></td> <td><b>H06-535</b></td> </tr> <tr> <td><b>Polsterfarbe abweichend vom HESS-Standard</b></td> <td><b>H06-524</b></td> </tr> <tr> <td><b>Gestell in RAL-Farbe nach Wunsch</b></td> <td><b>H06-525</b></td> </tr> <tr> <td><b>Polster schwarz, elektrisch leitend</b></td> <td><b>H06-524</b></td> </tr> <tr> <td><b>Garantieverlängerung 1 Jahr</b></td> <td><b>H06-9020</b></td> </tr> </tbody> </table>		Artikel	Art.-Nr.	<b>Liegeflächenbreite 70 cm</b>	<b>H06-521</b>	<b>Liegeflächenbreite 75 cm</b>	<b>H06-522</b>	<b>Liegeflächenbreite 80 cm</b>	<b>H06-526</b>	<b>Schwerlastmotor für Patienten bis 200 kg</b>	<b>H06-536</b>	<b>Kopfteil motorisch</b>	<b>H06-519</b>	<b>Polsterdicke 5 cm</b>	<b>H06-523</b>	<b>Polster extra weich (Memoryschaum)</b>	<b>H06-535</b>	<b>Polsterfarbe abweichend vom HESS-Standard</b>	<b>H06-524</b>	<b>Gestell in RAL-Farbe nach Wunsch</b>	<b>H06-525</b>	<b>Polster schwarz, elektrisch leitend</b>	<b>H06-524</b>	<b>Garantieverlängerung 1 Jahr</b>	<b>H06-9020</b>
Artikel	Art.-Nr.																											
<b>Liegeflächenbreite 70 cm</b>	<b>H06-521</b>																											
<b>Liegeflächenbreite 75 cm</b>	<b>H06-522</b>																											
<b>Liegeflächenbreite 80 cm</b>	<b>H06-526</b>																											
<b>Schwerlastmotor für Patienten bis 200 kg</b>	<b>H06-536</b>																											
<b>Kopfteil motorisch</b>	<b>H06-519</b>																											
<b>Polsterdicke 5 cm</b>	<b>H06-523</b>																											
<b>Polster extra weich (Memoryschaum)</b>	<b>H06-535</b>																											
<b>Polsterfarbe abweichend vom HESS-Standard</b>	<b>H06-524</b>																											
<b>Gestell in RAL-Farbe nach Wunsch</b>	<b>H06-525</b>																											
<b>Polster schwarz, elektrisch leitend</b>	<b>H06-524</b>																											
<b>Garantieverlängerung 1 Jahr</b>	<b>H06-9020</b>																											

## MultiPro Gyno










## Basisausstattung

- stufenlose elektrische Höhenverstellung von 46 – 101 cm mit rundumlaufendem Fussbügel
- stufenlos hoch- und tiefstellbares Kopfteil (mit Gasdruckfeder)
- stufenlos hochstellbares Rückenteil (mit Gasdruckfeder)
- hochstellbares Beckenteil mit Ausschnitt (3 Rasterpositionen)
- zentral blockierbar (mit leichtgängigem Fusspedal)
- Doppel-Lenkrollen Ø 75 mm, mit Gummibelag, Fadenschutz
- Gestell pulverbeschichtet (RAL 9016 verkehrsweiss)
- Liegefläche 200 x 65 cm
- Polsterkern 4 cm latexfreie Schaumstoff-Füllung
- Polsterbezug Kunstleder Stamskin Top
- max. Tragkraft 150 kg bei gleichmässig verteilter Last

Artikel	Art.-Nr.
<b>MultiPro Gyno</b>	<b>H06-150</b>
<b>MultiPro Gyno eco</b>	<b>H06-151</b>
<b>MultiPro Gyno pump</b>	<b>H06-152</b>
<b>MultiPro Gyno akku</b>	<b>H06-153</b>

allgemeines Zubehör siehe Seite 10

## MultiPro Gyno – spezielles Zubehör für Gynäkologie


 Artikel Art.-Nr. <b>Beckenteil-Einlage</b> <b>H06-537</b>	 Artikel Art.-Nr. <b>Fersenstützen verchromt</b> <b>H06-514</b>	 Artikel Art.-Nr. <b>Knieschalen Kunststoff, weiss</b> <b>H06-516</b>	 Artikel Art.-Nr. <b>Schublade Stahl, rostfrei</b> <b>H06-515</b>	 Artikel Art.-Nr. <b>Kolposkophalterung für Olympus, Zeiss und Leisegang</b> <b>H06-517</b>																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Artikel</th> <th>Art.-Nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>elektrische Beckenteilverstellung</b></td> <td><b>H06-519.002</b></td> </tr> <tr> <td><b>Liegeflächenbreite 70 cm</b></td> <td><b>H06-521</b></td> </tr> <tr> <td><b>Liegeflächenbreite 75 cm</b></td> <td><b>H06-522</b></td> </tr> <tr> <td><b>Liegeflächenbreite 80 cm</b></td> <td><b>H06-526</b></td> </tr> <tr> <td><b>Schwerlastmotor für Patienten bis 200 kg</b></td> <td><b>H06-536</b></td> </tr> <tr> <td><b>Garantieverlängerung 1 Jahr</b></td> <td><b>H06-9020</b></td> </tr> <tr> <td><b>Polsterdicke 5 cm</b></td> <td><b>H06-523</b></td> </tr> <tr> <td><b>Polsterfarbe abweichend vom HESS-Standard</b></td> <td><b>H06-524</b></td> </tr> <tr> <td><b>Gestell in RAL-Farbe nach Wunsch</b></td> <td><b>H06-525</b></td> </tr> </tbody> </table>		Artikel	Art.-Nr.	<b>elektrische Beckenteilverstellung</b>	<b>H06-519.002</b>	<b>Liegeflächenbreite 70 cm</b>	<b>H06-521</b>	<b>Liegeflächenbreite 75 cm</b>	<b>H06-522</b>	<b>Liegeflächenbreite 80 cm</b>	<b>H06-526</b>	<b>Schwerlastmotor für Patienten bis 200 kg</b>	<b>H06-536</b>	<b>Garantieverlängerung 1 Jahr</b>	<b>H06-9020</b>	<b>Polsterdicke 5 cm</b>	<b>H06-523</b>	<b>Polsterfarbe abweichend vom HESS-Standard</b>	<b>H06-524</b>	<b>Gestell in RAL-Farbe nach Wunsch</b>	<b>H06-525</b>	 Artikel Art.-Nr. <b>Dmed® oculux Untersuchungslampe Gyn 12 P S6, reinweiss (RAL 9010)</b> <b>D14968000</b>	 Artikel Art.-Nr. <b>Schienenbefestigung</b> <b>H20-181</b>
Artikel	Art.-Nr.																						
<b>elektrische Beckenteilverstellung</b>	<b>H06-519.002</b>																						
<b>Liegeflächenbreite 70 cm</b>	<b>H06-521</b>																						
<b>Liegeflächenbreite 75 cm</b>	<b>H06-522</b>																						
<b>Liegeflächenbreite 80 cm</b>	<b>H06-526</b>																						
<b>Schwerlastmotor für Patienten bis 200 kg</b>	<b>H06-536</b>																						
<b>Garantieverlängerung 1 Jahr</b>	<b>H06-9020</b>																						
<b>Polsterdicke 5 cm</b>	<b>H06-523</b>																						
<b>Polsterfarbe abweichend vom HESS-Standard</b>	<b>H06-524</b>																						
<b>Gestell in RAL-Farbe nach Wunsch</b>	<b>H06-525</b>																						

# Praktitrans – Patiententransporter, die keine Wünsche offen lassen

## Basisausstattung

- stufenlose elektrische Höhenverstellung von 46 – 101 cm mit rundumlaufendem, innenliegendem Fussbügel
- stufenlos hoch- und tiefstellbares Kopfteil (mit Gasdruckfeder)
- Zentral-Total-Blockierung
- Einzel-Lenkrollen Ø 100 mm, mit Gummibelag, Fadenschutz
- Gestell: pulverbeschichtet (RAL 9016 verkehrsweiss)
- Liegefläche: 205 x 65 cm
- Polsterkern: 4 cm latexfreie Schaumstoff-Füllung
- Polsterbezug: Kunstleder Stamskin Top
- max. Tragkraft: 150 kg bei gleichmässig verteilter Last

## Praktitrans 2 – 2-teilige Liegefläche



Artikel	Art.-Nr.
<b>Praktitrans 2</b>	<b>H06-700</b>
<b>Praktitrans 2 pump</b>	<b>H06-702</b>
<b>Praktitrans 2 akku</b>	<b>H06-703</b>

Zubehör siehe Seite 14


## Polsterfarben HESS-Standard



## Praktitrans 3 – 3-teilige Liegefläche



- stufenlos hochstellbares Liegeteil mit Knieknick (Gasdruckfeder)
- Trendelenburg-Lagerung




Artikel	Art.-Nr.
<b>Praktitrans 3</b>	<b>H06-710</b>
<b>Praktitrans 3 pump</b>	<b>H06-711</b>
<b>Praktitrans 3 akku</b>	<b>H06-713</b>

Zubehör siehe Seite 14

## Praktitrans 5 – 5-teilige Liegefläche



- separat hoch- und tiefstellbares Gesichtsteil (Gasdruckfeder)
- ergonomomischer Gesichtsausschnitt
- stufenlos absenkbar und nach innen drehbare Armauflagen




Artikel	Art.-Nr.
<b>Praktitrans 5</b>	<b>H06-720</b>
<b>Praktitrans 5 pump</b>	<b>H06-721</b>
<b>Praktitrans 5 akku</b>	<b>H06-723</b>

Zubehör siehe Seite 14

## Praktitrans 6 – 6-teilige Liegefläche



- stufenlos hochstellbares Liegeteil mit Knieknick (Gasdruckfeder)
- Trendelenburg-Lagerung
- separat hoch- und tiefstellbares Gesichtsteil (Gasdruckfeder)
- ergonomomischer Gesichtsausschnitt
- stufenlos absenkbar und nach innen drehbare Armauflagen



Artikel	Art.-Nr.
<b>Praktitrans 6</b>	<b>H06-730</b>
<b>Praktitrans 6 pump</b>	<b>H06-731</b>
<b>Praktitrans 6 akku</b>	<b>H06-733</b>

Zubehör siehe Seite 14


## Praktitrans – Zubehör



Artikel Art.-Nr.  
**Papierrollenhalterung**  
Praktitrans 2 und 3 **H06-501**  
Praktitrans 5 und 6 **H06-502**




Artikel Art.-Nr.  
**Seitenschienen** für Gurt-systeme, pulverbeschichtet, rund, Ø 20 mm **H06-507**



Artikel Art.-Nr.  
**Seitenschienen** für Zubehör, verchromt, flach, 30 x 10 mm **H06-506**



Artikel Art.-Nr.  
**Seitengitter** pulverbeschichtet **H06-528**



Artikel Art.-Nr.  
**Seitengitter** seitlich absenkbar **H06-544**




Artikel Art.-Nr.  
**Kardio-Ausschnitt** **H06-108**



Artikel Art.-Nr.  
**Kardio-Einlage** **H06-509**




Artikel Art.-Nr.  
**ergonomischer Gesichtsausschnitt** **H06-500**



Artikel Art.-Nr.  
**Liegeteil** stufenlos hochstellbar **H06-503**



Artikel Art.-Nr.  
**Armtisch** gepolstert, mit Kugelgelenk **H06-510**



Artikel Art.-Nr.  
**Batteriemodule** zu MultiPro akku **H06-541**



Artikel Art.-Nr.  
**Wandladegerät** zu MultiPro akku **H06-542**



Artikel Art.-Nr.  
**Netzfreischaltung** **H06-512**



Artikel Art.-Nr.  
**Sperrbox** **H06-518**




Artikel Art.-Nr.  
**zusätzlicher Potenzialausgleich** **H06-552**



Artikel Art.-Nr.  
**Rollensatz** Ø 150 mm **H06-543**

Artikel	Art.-Nr.
Liegeflächenbreite 70 cm	<b>H06-521</b>
Liegeflächenbreite 75 cm	<b>H06-522</b>
Liegeflächenbreite 80 cm	<b>H06-526</b>
Schwerlastmotor für Patienten bis 200 kg	<b>H06-536</b>
Garantieverlängerung 1 Jahr	<b>H06-9020</b>
Polsterdicke 5 cm	<b>H06-523</b>
Polsterfarbe abweichend vom HESS-Standard	<b>H06-524</b>
Gestell in RAL-Farbe nach Wunsch	<b>H06-525</b>
Polster schwarz, elektrisch leitend	<b>H06-524</b>

## MultiPro Bobath – 1-teilige Liegefläche



- stufenlose elektrische Höhenverstellung von 38 – 91 cm (rundumlaufender Fussbügel)
- Zentral-Total-Blockierung
- Einzel-Lenkrollen Ø 80 mm, mit Gummibelag, Fadenschutz
- Gestell pulverbeschichtet (RAL 9016 verkehrsweiss)
- Polsterkern 3 cm latexfreie Schaumstoff-Füllung
- Polsterbezug Kunstleder Stamskin Top
- max. Tragkraft 150 kg bei gleichmässig verteilter Last


Artikel Art.-Nr.

### MultiPro Bobath 1 – 1-teilige Liegefläche

	eco	pump	akku
100 cm breit	<b>H06-300</b>	<b>H06-301</b>	<b>H06-302</b>
120 cm breit	<b>H06-310</b>	<b>H06-311</b>	<b>H06-312</b>
140 cm breit	<b>H06-320</b>	<b>H06-321</b>	<b>H06-322</b>

Sondermasse auf Anfrage

## MultiPro Bobath – 2-teilige Liegefläche



- stufenlose elektrische Höhenverstellung von 38 – 91 cm (rundumlaufender Fussbügel)
- stufenlos hoch- und tiefstellbares Kopfteil (mit Gasdruckfeder)
- Zentral-Total-Blockierung
- Einzel-Lenkrollen Ø 80 mm, mit Gummibelag, Fadenschutz
- Gestell pulverbeschichtet (RAL 9016 verkehrsweiss)
- Polsterkern 3 cm latexfreie Schaumstoff-Füllung
- Polsterbezug Kunstleder Stamskin Top
- max. Tragkraft 150 kg bei gleichmässig verteilter Last

Artikel Art.-Nr.

### MultiPro Bobath 2 – 2-teilige Liegefläche

	eco	pump	akku
100 cm breit	<b>H06-400</b>	<b>H06-401</b>	<b>H06-402</b>
120 cm breit	<b>H06-410</b>	<b>H06-411</b>	<b>H06-412</b>
140 cm breit	<b>H06-420</b>	<b>H06-421</b>	<b>H06-422</b>

Sondermasse auf Anfrage

## MultiPro Bobath – Zubehör



Artikel Art.-Nr.  
**Netzfreischaltung** **H06-512**



Artikel Art.-Nr.  
**Sperrbox** **H06-518**

Artikel Art.-Nr.

<b>rechteckiger Gesichtsausschnitt</b>	<b>H06-527</b>
<b>Schwerlastmotor</b> für Patienten bis 200 kg	<b>H06-536</b>
<b>Garantieverlängerung</b> 1 Jahr	<b>H06-9020</b>
<b>Polsterfarbe</b> abweichend vom HESS-Standard	<b>H06-524</b>
<b>Gestell</b> in RAL-Farbe nach Wunsch	<b>H06-525</b>

# HESS Komfortstuhl

## Gasfederhocker

- aus rostfreiem Stahl (Inox)
- Polsterbezug  
Kunstleder Stamskin Top
- Doppel-Lenkrollen  
Ø 50 mm, mit Gummi-  
belag, Fadenschutz
- 36 cm Polsterdurchmesser
- max. Tragkraft:  
150 kg bei gleichmässig  
verteilter Last



Artikel Art.-Nr.

### Komfortstuhl

höhenverstellbar von 48 – 66 cm **H01-150.009**

höhenverstellbar von 55 – 80 cm **H01-100.009**

## Gasfederhocker Eco

- Drehkreuz aus poliertem  
Aluminium (Druckguss)
- griffgünstige Ringauslösung
- Polsterbezug  
Kunstleder Stamskin Top
- 36 cm Polsterdurchmesser
- Doppel-Lenkrollen Ø 50 mm,  
mit Gummibelag,  
Fadenschutz
- max. Tragkraft:  
150 kg bei gleich-  
mässig verteilter Last



Artikel Art.-Nr.

### Eco Arbeitsocker

höhenverstellbar von 50 – 67 cm **H01-300.300**

Farbabweichungen möglich

## Polsterfarben HESS-Standard



Nachtblau  
56023




Brillantblau  
56037



Ozeangrün  
56061



Maisgelb  
56052




Bordeauxrot  
56008



Wolkengrau  
56021



Schwarz  
56024



HESS Medizintechnik AG  
Grabenstrasse 14, Industrie West  
CH-8865 Bilten  
Telefon +41 (0)55 619 20 80  
info@hess-med.ch

[www.hess-med.ch](http://www.hess-med.ch)



Für Spital, Therapie und Pflege